

NightOwl[®]

EZSLēP

ZZZZZZZZZZZZ



botón de encendido

VIRTUOX ID de lectura:

Su médico ordenó una prueba de sueño en el hogar de VirtuOx-a Joint Commission IDTF -esta acreditado- para evaluar la apnea obstructiva del sueño (AOS), una condición en la que se deja de respirar o se tiene dificultad para respirar muchas veces por hora mientras duerme.

Siga las instrucciones a continuación para comenzar a probar con el dispositivo NightOwl

- 1** Abra la Apple Store o la aplicación Google Play Store.



- 2** Busque NightOwl Companion en la tienda de aplicaciones e instálelo.



- 3** Justo antes de acostarse, abra el Aplicación NightOwl Companion. Hacer clic, 'Tengo un código de activación'.



- 4** Ingrese el código de activación recibido vía correo electrónico de NightOwl o vea el código de activación abajo.

{ **Código de activación:** }

- 5** Siga las instrucciones de la aplicación para conectar y usar el dispositivo NightOwl.

Prueba con las siguientes condiciones:

*La aplicación mostrará el número de noches para probar.

QUE SIGUE? Su médico debe recibir el informe en 2-3 días hábiles después de la finalización de la prueba.

POR FAVOR, devuelva el sensor a VirtuOx utilizando la etiqueta y el embalaje prepagados proporcionados y colóquelo en un buzón de correo saliente de USPS.

* Si una noche falla, se extenderá automáticamente el número de noches disponibles para la prueba. Si se trata de una prueba para evaluar el aparato bucal proporcionado por su dentista, la aplicación puede permitir de 8 a 10 noches para evaluar el tratamiento. En este caso, pruebe toda la noche según las instrucciones de su dentista o médico.

Precauciones:

El rendimiento de Night Owl podría verse afectado negativamente por pacientes que usan medicamentos que alteran el sistema autónomo, como los bloqueadores alfa, por ejemplo: PRAZOSIN y TERAZOSIN. Además, nitratos de acción prolongada (parche, comprimidos o pasta) y vasodilatadores como verapamilo, diltiazem y amlodipino. Si esto se aplica a usted, comuníquese con el soporte de VirtuOx para obtener un dispositivo de prueba de sustitución.

Solución de problemas:

Si tiene problemas conectándose con el dispositivo o recibe una falla en la prueba durante la noche o la mañana siguiente, siga estos pasos sencillos que resolverán la mayoría de los problemas:

1. Desinstale la aplicación de NightOwl. Reinicie su teléfono después de eliminar la aplicación.
2. Regrese a la tienda de aplicaciones, descargue e instale la aplicación nuevamente. Asegúrate de otorgar a la aplicación los permisos necesarios para completar la instalación.
3. ESPERE hasta que esté listo para acostarse antes de conectar su teléfono al cargador e iniciar la aplicación. SOLO debe encender el NightOwl cuando se le indique, según la aplicación. Si enciende el dispositivo demasiado pronto y todavía está despierto, es más probable que pierda la conexión de su teléfono y falle antes de irse a la cama.
4. Asegúrese de que su teléfono esté dentro de 5 pies del NightOwl y que esté conectado al cargador todo el tiempo.



NightOwl 082020-01

llame gratis 877-897-0063

Preguntas? Visite ectosense.com/help

• <https://www.virtuox.net>

FLY_SP NightOwl Insert Rev 01_1020